## TAF サイクロン



■3L瓶搭載のスタンダード吸引器。

承認番号:230AHBZX00008000

■TAF-S 140031511 管理 特管 ¥335.000

●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ

TAF-S (DSP) ディスポ仕様 (2000) (2000) 第140031514 第335.000

●2Lディスボ瓶1本タイプ ●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ、2L吸引バッグ凝固剤付30入

最高吸引圧力 吸引瓶 質 量 寸法(mm) 排気流量 消費雷流 形式 3L瓶×1 TAF-S 約20kg 78L/min±20% (50Hz) 2.4A+10%(50Hz) -90kPa W400×D360×H875 TAF-W 3L瓶×2 約21kg 92L/min±20% (60Hz) 2.7A±10%(60Hz)



■TAF-Sにもう1本3L瓶を連結し、トータル 6Lの吸引量を確保したモデルです。

承認番号:230AHBZX00008000

■TAF-S2(ベースモデル: TAF-S) (2000 (2000) (2000

●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ



■2本の3L瓶を切替ツマミの操作で選択できます。※同時使用は出来ません。

承認番号:230AHBZX00008000

140031513

¥365.000

●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ

TAF-W (DSP2) ディスポ仕様 🜚 🍪 140031515 ¥365,000

●2Lディスポ瓶2本タイプ ●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ、2L吸引バッグ凝固剤付30入

TAF-W (PD) ディスポ仕様 (理) (音) 140031516 ¥365,000

●2Lディスポ瓶1本、3Lプラボトルタイプ ●付属品:吸引カテーテルホルダー、吸引チューブ、2L吸引バッグ凝固剤付30入